



www.coachcare.com/languages

Download your clinic's app
Descargue la aplicación de su clínica
Téléchargez l'application de votre Clinique



BEAT BLOOD PRESSURE MONITOR

Monitor de Presión Arterial
Moniteur de Tension Artérielle



Systolic / Diastolic Blood Pressure
Presión sanguínea diastólica / sistólica
Tension artérielle systolique / diastolique



Pulse
Frecuencia cardíaca
Pouls



Accurate Upper Arm Measurement
Medición precisa en la parte superior del brazo
Mesure précise du haut du bras



Cuff Position Self-checking
Verificación propia de la posición en la muñeca
Auto-vérification de la position du brassard



Irregular Heart Beat (IHB)
Arritmias (IHB)
Rythme cardiaque irrégulier (RCI)



(01)00863398000287(11)210101



8 63398 00028 7


This product is not intended for use for children under 10 years of age. This product is designed to be used with your clinic's app. This product should not be used to diagnose or treat any medical condition. In case of irregular measurements, please consult your doctor. This product is not suitable for people with a pacemaker or other internal medical device, with serious arteriosclerosis, on dialysis therapy, or on anticoagulant, antiplatelet or steroid medications. Measurements may change during pregnancy. Pregnant women should consult their doctors before using this product. This product complies with the FDA general performance standards and Health Canada guidelines for radiation-emitting products.

Este producto no se ha diseñado para su uso en niños menores de 10 años. Este producto se ha diseñado para utilizarse en conjunto con la aplicación de su clínica. Este producto no debe utilizarse para diagnosticar o tratar ningún tipo de condición médica. En caso de detectar medidas irregulares, consulte con su médico. Este producto no es adecuado para su uso por parte de personas con marcapasos u otros dispositivos médicos internos, personas que presenten arterioesclerosis severa, que estén sometidos a una terapia de diálisis, o que tomen medicamentos anticoagulantes, antiplaquetarios o esteroides. Las lecturas pueden cambiar durante el embarazo. Las mujeres embarazadas deben consultar con su médico antes de utilizar este producto. Este producto cumple con los estándares de desempeño general establecidos por la FDA y los lineamientos establecidos por Health Canada para productos que emiten radiación.

Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 10 ans. Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'application de votre clinique. Ce produit ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer ou traiter une condition médicale. En cas de mesures irrégulières, veuillez consulter votre médecin. Ce produit ne convient pas aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ou d'un autre dispositif médical interne, souffrant d'artériosclérose grave, sous dialyse ou sous anticoagulants, antiagrégants plaquettaires ou stéroïdiens. Les mesures peuvent changer pendant la grossesse. Les femmes enceintes doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit. Ce produit est conforme aux normes de performance générales de la FDA et aux directives de Santé Canada concernant les produits émettant des radiations.

BEAT BLOOD PRESSURE MONITOR

Monitor de Presión Arterial
Moniteur de Tension Artérielle



Includes: 1 wireless upper arm blood pressure monitor • 1 arm cuff • 4 AAA batteries
Incluye: 1 monitor inalámbrico de presión arterial del brazo • 1 brazalete • 4 pilas AAA
Comprend: 1 tensiômetre à bras sans fil • 1 brassard • 4 piles AAA

Minimum requirements: Currently supported operating systems for iOS and Android. May not be compatible with certain LG and Motorola devices.
Requisitos mínimos: Sistemas operativos soportados actualmente para iOS y Android. Puede que no sea compatible con ciertos modelos de LG y Motorola. Configuration require: Systèmes d'exploitation actuellement pris en charge pour iOS et Android. Peut ne pas être compatible avec certains appareils LG et Motorola.

Memory: 2 users x 120 records each
Memoria: 2 usuarios x 120 registros cada uno
Mémoire: 2 utilisateurs x 120 enregistrements chacun

Cuff circumference | Circunferencia del manguito |
Circonférence du brassard: 8.6-15.7 in (22.0-40.0 cm)

Weight | Peso | Poids: 1.1 lb / 0.5 kg

Dimensions | Dimensiones | Dimensions:
4.6 x 4.3 x 2.0 in / 11.8 x 11.0 x 5.2 cm

Blood pressure range | Rango de presión arterial |
Plage de tension artérielle: 60-230 mmHg (SYS) /
40-130 mmHg (DIA)

Pulse range | Rango de pulso |
Plage de pouls: 40-199 per minute



BEAT Blood Pressure Monitor
Model: B02T
Distributed by CoachCare
97 3rd Avenue, New York, NY 10003 USA
Made in China

Apple®, the Apple logo and iPhone® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store® is a service mark of Apple Inc. Android, Google and the Google Play™ logo are trademarks of Google Inc.