


بالانس لقياس  
مكونات الجسم

BALANCE

## دليل المستخدم



اصعد على ميزان بالانس لقياس  
مكونات الجسم سهل الاستخدام وابدأ  
رحلتك نحو حياة أكثر صحة

### المحتويات

- 1 ميزان واحد لحساب مكونات الجسم
- 3 بطاريات من نوع AAA

### التعليمات

قم بتثبيت بطاريات AAA في الجهة الخلفية للميزان.  
(البطارية المتضمنة)



1

قم بتحميل تطبيق العيادة الخاصة بك على هاتفك المحمول  
واتبع التعليمات في التطبيق لضبط ميزانك.



2



قم بفتح التطبيق، اصعد على الميزان وابدأ بأخذ قياساتك!



3

قم بزيارة صفحة الدعم في تطبيق عيادتك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

يأتي هذا الجهاز مع ضمانة محدودة. للمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع عبادتك.

1. يتوافق هذا الجهاز مع القسم 15 من قواعد لجنة FCC. ويخضع تشغيله للشروط التالية: (1) لا يمكن لهذا الجهاز أن يؤدي لعواقب مؤذية. (2) يتقبل الجهاز أي تدخل ويشمل ذلك التدخلات التي قد تؤدي إلى أعطال في التشغيل.
2. قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات لم توافق عليها الجهة المسؤولة إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل المُعدّات.
3. بيان FCC حول التعرض للإشعاع: يلتزم هذا الجهاز بحدود الإشعاع المنصوص عليها لبيئة غير مضبوطة. ولا يجب تشغيل هذا المُرسَل بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر أو وضعه بالقرب منه.
4. ملاحظة: لقد خضع هذا الجهاز للاختبار وُجِد أنه يلتزم بالحدود المُوضوعة للأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للقسم 15 من قواعد FCC. حيث تم وضع هذه الحدود لتوفير حماية آمنة من التدخل الضار بالتركيبات المُثبتة.
- يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع طاقة التردد اللاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تضارب يُلحق الضرر بالاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذا التضارب في تركيب معين. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل من خلال القيام بواحد أو أكثر من التدابير التالية:
  - قم بإعادة توجيه أو تغيير موضع هوائي الاستقبال.
  - زد مقدار المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
  - قم بتوصيل الجهاز بمنفذ عبر دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
  - استشر التاجر أو فني راديو/ تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة.
5. معتمدين للتخصيص يتطابق مع (s RSS) الإعفاء من الترخيص والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. تخضع العملية للشروطين التاليين: (1) قد لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً. (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل ، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز.
6. وفقاً للوائح وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية (ISED)، لا يجوز لجهاز إرسال الراديو هذا أن يعمل إلا باستخدام هوائي من نوع معين وضمن الحد الأقصى لأجهزة الإرسال المُعتمد بواسطة إدارة الابتكار والعلوم والاقتصاد والتنمية (ISED). ولتقليل التشويش الراديوي المُحتمل للمستخدمين الآخرين، ينبغي اختيار نوع الهوائي بحيث لا تكون القدرة المشعة المكافئة النظرية (e.i.r.p) أكثر من تلك اللازمة لإجراء اتصال ناجح.
7. تُعد Apple و\* وشعار Apple و\* iPhone علامات تجارية لشركة Apple Inc، مُسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. وتعد App Store \* علامة خدمة لـ Android و Google و Apple Inc. وشعار Google Play™ هي علامات تجارية لشركة Google Inc.
8. بموجب هذه الوثيقة ، تعلن CoachCare أن هذا الرصيد متوازناً مع التوجيه EU/2014/53. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: [coachcare.com/compliance](http://coachcare.com/compliance).