


BALANCE

BÁSCULA DE
COMPOSICIÓN CORPORAL

Manual de Usuario



¡Súbase con facilidad a la BALANCE báscula de composición corporal y comience su camino hacia una vida más saludable!

INCLUYE

- 1 Báscula de composición corporal 3 Pilas AAA

INSTRUCCIONES

1



Instale pilas AAA en la parte posterior de la báscula (pilas incluidas).

2



Descargue la aplicación de su clínica a su aparato móvil y siga las instrucciones de la aplicación para configurar la báscula.



3

Abra la aplicación, pise en su báscula y comience a pesarse.

NECESITA AYUDA?

Visite la Página de Ayuda en la aplicación de su clínica

Este aparato viene con garantía limitada. Por favor, contacte a su clínica para obtener más información.

1. Este aparato cumple con la sección/parte 15 de las reglas de la FCC. Operación es sujeta a las próximas dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia dañina y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar una operación indeseada.
2. Algún cambio o modificación no aprobado expresamente por la entidad responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
3. Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecido para un ambiente sin control. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena ni transmisor.
4. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas durante una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado al apagar o encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:
 - Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que este conectado al receptor.
 - Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV experto para obtener ayuda.
5. Este dispositivo contiene transmisor (es) / receptor (es) exento (s) de licencia que cumplen con los RSS (s) exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
6. Bajos las regulaciones del Departamento de Innovación, Ciencia, y Desarrollo Económico de Canadá (ISED), este transmisor de radio solo puede operar usando una antena de un tipo y ganancia máxima (o menor) aprobada para el transmisor del Departamento de Innovación, Ciencia, y Desarrollo Económico de Canadá (ISED). Para reducir la interferencia de radio potencial a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia debe ser elegidos de tal manera que la potencia isotópicamente radial equivalente (e.i.r.p) no sea más que la necesaria para una comunicación exitosa.
7. Apple®, el logotipo de Apple y iPhone® son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos de América y otros países. App Store® es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google y el logotipo de Google Play™ son marcas comerciales de Google Inc.
8. CoachCare declara que esta BALANCE báscula de composición corporal cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página de Internet: coachcare.com/compliance.