



  
**Do not reuse | No reutilizar | Ne pas réutiliser**  
**Single-patient use only |**  
**Solo para uso en un solo paciente |**  
**Utilisation sur un seul patient uniquement**

Includes: 50 strips • 2 vials  
 Incluye: 50 tiras • 2 viales  
 Comprend: 50 bandelettes • 2 flacons

**SCAN BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS**  
**Bandelettes de Test de Glycémie**  
**Tiras Reactivas de Glucosa en Sangre**



For use with SCAN G-427B Blood Glucose Meter  
 Para usar con el Medidor de Glucosa en Sangre SCAN G-427B  
 À utiliser avec le Lecteur de Glycémie SCAN G-427B

Lot No:  
 EXP Date:



UDI

**Chemical Composition:**  
 1. Glucose oxidase (A niger) 10%  
 2. Electron shuttle 50%  
 3. Enzyme protector 8%  
 4. Non-reactive ingredients 32%

**Composición química:**  
 1. Glucosa oxidasa (A niger) 10%  
 2. Lanzadera de electrones 50%  
 3. Protector enzimático 8%  
 4. Ingredientes no reactivos 32%

**Composition chimique:**  
 1. Glucose oxydase (A niger) 10%  
 2. Navette électronique 50%  
 3. Protecteur enzymatique 8%  
 4. Ingrédients non réactifs 32%

Weight | Peso | Poids: 0.6 lb / 0.3 kg  
 Dimensions | Dimensiones |  
 Dimensions: 3.0 x 1.6 x 2.4 in / 7.8 x 4.2 x 6.2 cm

**SCAN BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS**

**Bandelettes de Test de Glycémie**  
**Tiras Reactivas de Glucosa en Sangre**

For in-vitro diagnostic use only. Store at 39.2°F-104°F (4°C-40°C) and RH<85%. Do not use if package is damaged. Read instruction before use. Keep away from sunlight. For single use only. Suitable for self-testing. For use with G-427B Blood Glucose Meter.

Sólo para uso diagnóstico in vitro. Almacene a 39.2°F-104°F (4°C-40°C) y RH<85%. No lo use si el paquete está dañado. Lea las instrucciones antes de usar. Mantener alejado de la luz solar. Solo para un solo uso. Adecuado para autocomprobación. Para usar con el Medidor de Glucosa en Sangre G-427B.

Pour usage diagnostique in vitro uniquement. Conserver entre 4°C et 40°C (39.2°F-104°F) et HR<85%. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Lisez les instructions avant utilisation. Tenir à l'écart de la lumière du soleil. À usage unique seulement. Convient pour l'auto-test. À utiliser avec le Lecteur de Glycémie G-427B.

Apply a drop of blood here  
 Aplica gota de sangre aqui  
 Appliquez une goutte de sang ici



SCAN Blood Glucose Test Strip  
 Model: G-427BS  
 Distributed by CoachCare  
 97 3rd Avenue  
 New York, NY 10003 USA  
 Made in China